

CUPROXAT® FLOWABLE

De la pureté découle la réactivité

La rapidité d'action du cuivre
tribasique avec une formulation
originale haut de gamme



Une solution pour faciliter votre travail

- Actif dès son application,
- Formulation qui garantit une couverture du feuillage exceptionnelle,
- Résistance au lessivage
- Efficacité renforcée pour une dose réduite de Cuivre
- Meilleure action de choc.

CUPROXAT® FLOWABLE

🔑 Fiche d'identité :


Nom commercial	CUPROXAT® FLOWABLE
Matière active	190 g/l Cuivre – sulfate de cuivre tribasique
Formulation	Suspension Concentrée (SC)
Homologation	D12-8-001
Groupe FRAC	M01

🔑 Mode d'action :

Mode d'action : Cuivre - sulfate de cuivre tribasique : groupe « M01 » selon le FRAC.
Fongicides à activités multi-sites.

La Brochantite liquide

Qu'est-ce que la technologie tribasique ?





Alors que les Bouillies Bordelaises actuelles sont des complexes d'un ou plusieurs sels de cuivre mélangés à du gypse, CUPROXAT flowable ne contient que de la brochantite sans gypse !

Qu'est-ce que la brochantite ?

La brochantite est un sulfate de cuivre tribasique (T.B.C.S) de formule $\text{Cu}_4 \text{SO}_4 (\text{OH})_6$

CUPROXAT® FLOWABLE

Une couverture optimale sans fausse note



Plus la taille des particules
est petite, meilleure
est la distribution
sur la feuille

CUPROXAT®
FLOWABLE



l'indice de protection
OPTIMAL

80% des particules

CUPROXAT®
FLOWABLE

ont un diamètre
< à 1 µm

Environ 100
particules de
Cuproxat SC
tiendraient sur
l'extrémité de
cette aiguille



Répartition de la taille des particules
Méthode : Cilas 715-granulométrie


CUPROXAT® FLOWABLE

La résistance au lessivage

Une formulation unique

La finesse des particules

Adhésif de haute qualité
donnant à la matière active une
haute capacité d'adhésivité
à la cuticule



Multiplication des points
de contact avec le végétal
pour une meilleure adhésivité
naturelle avec les cires.

➔ Usages :

Usages		Dose	DAR
Olivier	Oeil de paon	200 cc/hl	20 JOURS
Tomate	Alternariose	300 cc/hl	3 JOURS
Vigne	Mildiou	400 cc/hl	15 JOURS



Mildiou Vigne

Oeil de paon

Importé et distribué par :  **AMAROC**
CULTIVONS L'INNOVATION

AMAROC S.A. 152, Bd Abdellah Ben Yacine - Casablanca 20300

Tél: 05.22.24.24.71/72 - Fax : 05.22.24.44.53

Site web: www.amaroc-agro.com